



Artikelnummer 1000019801



## Unterlage, ABENA Abri-Soft Superdry, 90x60cm, hellblau, Flocken/Nonwoven/PE/SAP

- ✓ Saugfähiger Flocken- und SAP-Kern
- ✓ Weiche und glatte Vliesoberfläche
- ✓ Schnelle Flüssigkeitsaufnahme
- ✓ Flüssigkeitsundurchlässige Rückseite und versiegelte Ränder für zusätzlichen Schutz
- ✓ In verschiedenen Größen erhältlich



### Produktbeschreibung

Abri-Soft Superdry wird als schützende Einwegunterlage für z. B. Betten und Stühle verwendet. Geeignet bei Inkontinenz, aber auch für unsterile Anwendungen. Die Unterlage enthält sowohl Flocken als auch SAP, die die Flüssigkeit noch schneller einkapseln und die Oberfläche trocken und angenehm halten. Der Geruchsbinder reduziert unangenehme Gerüche auf ein Minimum. Darüber hinaus verfügt die Unterlage über versiegelte Ränder für einen optimalen Auslaufschutz, und die Oberfläche besteht aus einem weichen Vliesmaterial für einen erhöhten Benutzerkomfort. Die Verwendung von Einwegunterlagen reduziert das Kontaminationsrisiko. Abri-Soft Superdry bietet eine leichte bis mittlere Saugfähigkeit und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Sie ist auch in einer Version mit Flügeln oder Klebestreifen erhältlich, um Patienten zu unterstützen, die sich häufig im Bett bewegen oder drehen, da die Unterlage auf dem Bettlaken fixiert ist.



### Produktspezifikationen

|   |   |
|---|---|
| Produktbezeichnung                      | Unterlage   |
| Marke                                   | ABENA   |
| Produktserie                            | Abri-Soft Superdry  |
| Unterfarbe                              | Hellblau  |
| Besonderheiten                          | Unsteril  |
| Einmalige oder mehrfache Verwendung     | Einweg  |
| Material                                | Flocken, Nonwoven, PE, SAP  |
| Länge/Tiefe                             | 90 cm   |
| Breite                                  | 60 cm   |
| Gewicht, netto                          | 60 g  |
| Toleranz                                | +/- 5 cm  |
| Saugstärke Rothwell                     | 1400 ml   |
| Zertifizierungen                        | CE, FSC Mix, Nordischer Schwan  |
| CE-Klasse                               | Klasse I  |
| Produkt- oder Prüfnormen                | ISO 11948-1   |
| Richtlinien, Verordnungen und Gesetze   | 93/42/EEC   |
| PZN Packung                             | 16238910  |
| PZN Karton                              | 16238927  |
| Haltbarkeit                             | 5 Jahre   |
| Anweisungen zur Aufbewahrung            | Trocken lagern, bei Raumtemperatur und nicht im Sonnenlicht.  |
| Anweisungen zum Entsorgen von Produkten | Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Bei Verdacht auf Kontamination muss das Produkt als klinischer Abfall entsorgt werden. |

Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen Wiederverwerten oder verbrennen.

### Anwendungshinweis

Die Unterlage muss mit der blauen Seite nach unten auf das Bett oder den Stuhl gelegt werden. Die Unterlage vor dem Gebrauch vollständig ausbreiten.

### Verpackungsinformationen

| Einheit | Inhalt   | Länge | Breite | Höhe  | EAN           |
|---------|----------|-------|--------|-------|---------------|
| kart    | 100 stck | 61 cm | 41 cm  | 33 cm | 5703538406805 |
| pckg    | 25 stck  | 32 cm | 20 cm  | 28 cm | 5703538406898 |
| stck    | 1 stck   |       |        |       |               |



Das Nordische Umweltzeichen bzw. der „Nordische Schwan“ ist ein offizielles skandinavisches Umweltzeichen. Produkte mit dem Nordischen Umweltzeichen erfüllen strenge Umweltvorschriften in Bezug auf Rohstoffproduktion, Verwendung, Dokumentation und Sicherheit.



FSC® (Forest Stewardship Council) ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich weltweit für die Förderung einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung einsetzt. FSC®-zertifizierte Produkte werden aus Rohstoffen aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und verantwortungsvollen Quellen hergestellt. Die Rückverfolgbarkeit und Integrität des Labels wird durch strenge Kontrollmaßnahmen gewährleistet. Wenn Sie sich für FSC®-zertifizierte Produkte entscheiden, leisten Sie einen Beitrag zum Schutz von Wäldern sowie der Menschen und Tiere, die dort beheimatet sind. „FSC® Mix“ bedeutet, dass das Produkt aus einer Mischung aus FSC-zertifiziertem Holz und recycelten Materialien besteht. Weitere Informationen finden Sie unter [www.fsc.org](http://www.fsc.org).



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Das Symbol „Dermatologisch getestet“ garantiert, dass Produkte von einem unabhängigen Drittlabor auf mögliche Hautreizungen getestet wurden.



Rohmaterial, welches das 10-fache seines Eigengewichts aufnimmt und Flüssigkeit hervorragend verteilt.



Rohmaterial, Polyacrylat, welches das 33-fache seines Eigengewichts aufnimmt.



Spezielles Merkmal von Inkontinenzprodukten und Babywindeln, welches die Flüssigkeit verteilt und die Haut trocken hält.



Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

