



Artikelnummer 1999915559



## Unterlage, ABENA Washable Underpads, 90x85cm

- ✓ Waschbare, saugfähige Unterlage
- ✓ Hervorragender Benutzerkomfort
- ✓ OEKO-TEX-zertifiziert
- ✓ Atmungsaktives und auslaufsicheres Material
- ✓ Sicherheit und Schutz rund um die Uhr
- ✓ Weiches, glattes Material



STANDARD 100

### Produktbeschreibung

ABENA Waschbare Unterlagen werden hauptsächlich als Schutzunterlagen für Betten und Matratzen verwendet und bieten dem Benutzer in jeder Situation Sicherheit und Schutz. Die Unterlagen bestehen aus einem waschbaren Material, das bei Temperaturen von bis zu 90 °C gewaschen werden kann. Dies macht das Tuch zu einer praktischen und diskreten Lösung für Benutzer, die einen zusätzlichen Schutz bei Inkontinenzproblemen wünschen. Die Unterlagen verfügen über eine flüssigkeitsundurchlässige Sperrschicht, die ein Auslaufen verhindert. Das Material ist außerdem atmungsaktiv und die Oberfläche ist weich und glatt, was einen optimalen Benutzerkomfort gewährleistet. Die Unterlagen haben abgerundete Ecken, damit sie bei regelmäßiger Wäsche weniger verschleifen. ABENA Waschbar ist in zwei speziellen Versionen erhältlich: mit Flügeln oder Griffen. Unsere Unterlage mit Flügeln sind besonders für aktive und unruhige Nutzer geeignet, da die Flügel an den Seiten dafür sorgen, dass die Einlage an Ort und Stelle bleibt. Alternativ ist die andere Ausführung mit Griffen an den Seiten sehr praktisch in Situationen, in denen eine Umlagerung erforderlich ist, da die Griffe das Drehen oder Bewegen des Benutzers im Bett erleichtern.



### Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Unterlage
Marke	ABENA
Produktserie	Washable Underpads
Unterfarbe	Hellblau
Einmalige oder mehrfache Verwendung	Mehrfachnutzung
Material	Polyester, Kunstseide, TPU
Länge/Tiefe	90 cm
Breite	85 cm
Saugstärke Rothwell	2500 ml
Zertifizierungen	CE. OEKO-TEX. MD.
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
Haltbarkeit	5 Jahre
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Bei Verdacht auf Kontamination muss das Produkt als klinischer Abfall entsorgt werden.
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Kann recycelt oder verbrannt werden.

### Anwendungshinweis

Achten Sie darauf, dass die Unterlage mit der blauen Seite nach unten auf die Matratze gelegt wird. Stellen Sie sicher, dass die Unterlage vollständig

geglättet ist. Um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch zu waschen. Kann bis zu 100 Mal gewaschen werden.

### Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
Kart	30 Stck	48.7 cm	32.4 cm	54.6 cm	5713571007068



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



STANDARD 100

OEKO-TEX, auch bekannt als „Textiles Vertrauen“, ist ein weltweit verwendetes Gesundheits- und Umweltlabel. Das Zertifikat stellt sicher, dass Textilien keine gesundheits- oder umweltschädlichen Substanzen enthalten.



Das Produkt ist für erhöhten Tragekomfort vollständig atmungsaktiv und eignet sich auch für den längeren Einsatz. Beugt Hautreizungen vor.

