



Artikelnummer 199991556309



## Unterlage, ABENA Washable Underpads, 90x85cm, Hellblau, Baumwolle/ Polyester/Kunstseide/TPU, Mit Klappen

- ✓ Hohe Saugfähigkeit
- ✓ Waschbares Material ist temperaturbeständig bis 95 °C
- ✓ Ruhe rund um die Uhr
- ✓ Weiches und angenehmes Material



STANDARD 100

### Produktbeschreibung

Die waschbaren ABENA-Unterlagen mit Einsteckflügeln werden in erster Linie als Schutzbezüge für Betten und Matratzen verwendet und bieten dem Benutzer in jeder Situation ein sicheres Gefühl. Die Unterlage ist besonders für inkontinente Personen geeignet, die einen zusätzlichen, aber diskreten Schutz wünschen. Die Unterlage ist waschbar bei Temperaturen bis zu 95 °C. Die Unterlage hat eine saugfähige Oberfläche und eine flüssigkeits-sichere Rückseite, die zusammen mit den versiegelten Rändern einen optimalen Auslaufschutz bieten. Die Verwendung von Unterlagen gibt Anwendern nicht nur beim Sitzen und Liegen ein sicheres Gefühl, sondern trägt auch dazu bei, das Kontaminationsrisiko zu verringern. Gleichzeitig sorgt die Unterlage für mehr Hygiene. Die Oberfläche ist weich und bequem, und die Unterlage ist atmungsaktiv, was einen optimalen Komfort für den Benutzer gewährleistet und das Risiko von Hautreizungen verringert. Gleichzeitig hat das Produkt abgerundete Ecken, um den Verschleiß beim Waschen zu verringern. Die waschbare ABENA Unterlage mit Einsteckflügeln ist speziell auf aktive und unruhige Benutzer ausgelegt. Die seitlichen Einsteckflügel sorgen dafür, dass die Unterlage nicht verrutscht.



### Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Unterlage
Marke	ABENA
Produktserie	Washable Underpads
Unterfarbe	Hellblau
Eigenschaften	Mit Klappen
Einmalige oder mehrfache Verwendung	Mehrfachnutzung
Material	Baumwolle, Polyester, Kunstseide, TPU
Länge/Tiefe	90 cm
Breite	85 cm
Saugstärke Rothwell	2500 ml
Zertifizierungen	CE. OEKO-TEX. MD.
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
Haltbarkeit	5 Jahre
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
Washing Instructions	Waschbar bei 95 °C. Widersteht dem Trocknen im Wäschetrockner bei mittlerer Temperatur. Vermeiden Sie Weichspüler, Chlor und Lösungsmittel, da diese die Saugfähigkeit des Produkts beeinträchtigen. Hält mindestens 100 Waschgänge aus. Das Produkt sollte vor Gebrauch gewaschen werden.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

**Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen** Kann recycelt oder verbrannt werden.

### Anwendungshinweis

Die Unterlage muss mit der blauen Seite nach unten auf die Matratze gelegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Unterlage vollständig geglättet ist. Um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, sollte das Produkt vor dem Gebrauch gewaschen werden.

### Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
Kart	30 Stck	45.7 cm	32.5 cm	64 cm	5713571007143



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



STANDARD 100

OEKO-TEX, auch bekannt als „Textiles Vertrauen“, ist ein weltweit verwendetes Gesundheits- und Umweltlabel. Das Zertifikat stellt sicher, dass Textilien keine gesundheits- oder umweltschädlichen Substanzen enthalten.



Das Produkt ist für erhöhten Tragekomfort vollständig atmungsaktiv und eignet sich auch für den längeren Einsatz. Beugt Hautreizungen vor.

